

BETACHEK® Visual

Blutzuckermessung ohne Messgerät

Für Kliniken
oder Diabetes-
Selbsttests



Zuverlässig:



Betachek Visual benötigt keine Batterien, keine Reinigung, keine Kontrolllösungen und keine Kodierung.

Wirksam:



Betachek Visual ist ein bewährter Blutzuckerteststreifen für die effektive Überwachung des Blutzuckerspiegels.

Bezahlbar:



Betachek Visual Teststreifen sind etwa halb so teuer wie Teststreifen, die ein Messgerät erfordern¹.

Genaue:



Tests der britischen Regierung zeigen hervorragende Präzision und Genauigkeit ($R^2=0.99$), wenn sie in einem Messgerät abgelesen werden². Wenn Betachek-Teststreifen von geschulten Patienten visuell abgelesen werden, liegt die Korrelation mit dem Labor nachweislich bei $R^2=0.973^3$.

ISO15197:



Beide Maßeinheiten
mmol/l und mg/dl


Wenn die Farbe des Teststreifens zwischen zwei Farben auf der Skala liegt, ist das Ergebnis der Durchschnitt, z. B. zwischen 110 und 150 = 130.



Farbige Abbildungen
auf dem Etikett zeigen
die drei Testschritte



Jeder Farbblock wird in
einem fortschrittlichen
Beschichtungsverfahren
hergestellt, um die Farbabstimmung
zu verbessern.
Hergestellt in Deutschland.



Zweifarbige Testzone
verbessert die
Lesegenauigkeit

Großer Messbereich
1,1-44,4 mmol/l
(20-800 mg/dl)

Kleine Schritte in der
Ableseskala verbessern
die Genauigkeit

Qualitätssicherung:
Überprüfen Sie die Farbe eines
unbenutzten Streifens am Nullpunkt,
um sicherzustellen, dass er in gutem
Zustand ist.

Betachek GmbH
Am Dorbach 12, 52076
Aachen Deutschland
Email: support@betachek.de
www.betachek.de

National Diagnostic Products (Australia) Pty Limited
7-9 Merriwa Street
Gordon NSW 2072
Sydney Australien
www.betachek.com

BETACHEK® ist eine Marke von National Diagnostic Products.



1. UK Drug Tariff 2. UK Medical Device Agency Report 02034. 3. Data on file.